

## medi SAS<sup>®</sup> 45 Schulter-Abduktions-Orthese



Die medi SAS45 ist eine Schulterabduktionsschiene. Sie ist links wie rechts einsetzbar. Aus dem Bauchumfang ergibt sich die korrekte Größe des Kissens (small oder large).

### Eigenschaften

- Durch Drehen des Kissens ist sowohl eine 30° Abduktion als auch eine 45° Abduktionsstellung möglich
- Handauflage ermöglicht frühes Unterarmtraining
- Durch ein Umkletten kann die Orthese links und rechts getragen werden
- Erhöhter Tragekomfort (Achsel frei)

### Anwendungsgebiete

- **Nach Eingriffen zur Akromioplastik:** Akromioplastik ist die arthroskopische Erweiterung des Sehnengleitraumes. Entzündet sich z.B. die sog. Supraspinatussehne (liegt zwischen dem Oberarmkopf und dem Schulterdach), schwillt diese an und löst den Schmerz aus. Im fortgeschrittenen Stadium muss operiert werden. Dabei wird der Gleitraum erweitert und geglättet.
- **Konservativ / postoperativ bei akuter oder chronischer Bursitis:** Unter einer Bursitis versteht der Mediziner eine Schleimbeutelentzündung. An der Schulter befinden sich zwei Schleimbeutel, einer an der Außenseite des Armes, der andere unterhalb des Schlüsselbeins. Eine Entzündung kann durch eine Verletzung oder auch durch Überbelastung entstehen. Während die akute meist konservativ behandelt wird, kann bei einer chronischen eine Operation nötig sein.
- **Konservativ bei erstmaliger vorderer Schulterluxation:** Unter einer Luxation versteht der Mediziner eine Verrenkung der Schulter, was umgangssprachlich auch als „Ausknicken“ bezeichnet wird. In der Regel geschieht dies bei Unfällen oder Stürzen.
- **Schulterprothesenimplantation:** Zur Ruhigstellung nach dem Einbau eines künstlichen Schultergelenkes.

### Hilfsmittelnummer

23.09.04.0.0013

### Zum Download

[medi SAS 45 Anziehanleitung.pdf](#) 2.3 M