

M.4s[®] OA Varus-Valgus-Entlastungsorthese



M.4s OA

Eigenschaften

- Zuverlässige Druckverschiebung durch gelenknahe Varus-/Valgus Einstellgelenke
- Material zu 100% aus Aluminium läßt sich an jede Beinform anpassen
- Sehr flache Bauweise sorgt für spürbare Leichtigkeit
- Nummerierte Gurte und ausgestellte Gurtösen machen das Anlegen der Orthese sehr einfach
- Dank des innovativen Polstermaterials haftet die Orthese sicher am Bein
- Modernes Netzdesign sorgen für hohe Anwenderakzeptanz.

Anwendungsgebiete

Schwere mediale oder laterale Gonarthrose (mind. Grad III) in Verbindung mit komplexer Bandinstabilität

Arthrose ist ein Gelenkschaden. Dieser kann bereits angeboren sein, durch einen Unfall oder eine Stoffwechselerkrankung entstehen. Aber auch Übergewicht und eine ständige Überbelastung der Gelenke (Fliesenleger) können eine Arthrose begünstigen. Zwischen den Knochen befindet sich der so genannte Knorpel, der die beiden Gelenke schmiert. Mit zunehmendem Alter (und vor allem bei abnehmender Bewegung) stoppt die Produktion dieser Gelenkschmiere und verschwindet mit der Zeit, und die Knochen reiben aneinander. Dies verursacht die Schmerzen. Hier setzt die Behandlung mit einer M.4 OA Orthese an. Durch den Druck auf die Außen- oder Innenseite des Beines öffnet sich der Gelenkspalt, und die Schmerzen werden gelindert.

Hilfsmittelnnummer

05.04.02.1056 (alt)
23.04.04.2003 (neu)